



CARDIAC INTERVENTION

SAFEGUARD[®]

PRESSURE ASSISTED DEVICE

УСТРОЙСТВО ЛОКАЛЬНОЙ КОМПРЕССИИ



Удерживайте давление
с помощью устройства Safeguard[®]

ЗАЧЕМ УДЕРЖИВАТЬ ДАВЛЕНИЕ ВРУЧНУЮ, ЕСЛИ ЭТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ SAFEGUARD?

Воспользуйтесь устройством Safeguard для достижения и поддержания **ГЕМОСТАЗА**. Данные клинического исследования Safeguard Manual Assist Technique (MAT)¹ показывают, что устройство Safeguard 24 см позволяет безопасно и эффективно уменьшать **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ АКТИВНОЙ КОМПРЕССИИ** при катетеризации бедренной артерии после диагностических или интервенционных процедур у пациентов с АЧТВ, равном 140 секунд или менее, с использованием интродьюсера размером 6F или меньше. Устройство Safeguard **ОБЛЕГЧАЕТ** контроль за местом доступа до и после восстановления гемостаза.

Оно позволяет уменьшить нагрузку на персонал максимально высвобождает полезные ресурсы и повышает **КОМФОРТ** для пациента.

Safeguard®

Устройство локальной компрессии, 24 см

Safeguard®

Устройство локальной компрессии, 12 см

ТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Safeguard обеспечивает регулируемую активную компрессию и возможность мгновенной коррекции давления

Поддерживает постоянное давление в зоне доступа во время компрессии и в постоперационный период

Обеспечивает надежный контроль над кровотечением без ущерба комфорту пациента

Позволяет легко контролировать кровотечение благодаря визуализации через прозрачную область

Может использоваться в качестве стерильной повязки, предохраняющей место доступа от загрязнения

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Устройство Safeguard удобно для пациента

Поддерживает постоянное давление в месте доступа при восстановлении гемостаза путем ручной компрессии

В клиническом исследовании 87% пациентов, которым в прошлом уже проводилась процедура катетеризации, отметили, что процедура с использованием устройства Safeguard в сочетании с техникой ручной компрессии (Manual Assist Technique, MAT) оказалась «гораздо более комфортабельной», чем любая из предыдущих процедур.¹

В раздутом состоянии устройство Safeguard надежно фиксируется на теле вне зависимости от анатомии пациента

SAFEGUARD® 24 CM

уменьшает длительность активной компрессии¹

	Диагностика	Интервенция
Длительность активной компрессии (минуты)	5	10
Длительность пассивной компрессии (минуты)	120	240
Общая длительность компрессии (минуты)	125	250

низкая частота осложнений

Средняя частота осложнений в случаях применения устройства Safeguard ниже, чем в случаях применения ручной компрессии

Общая частота значительных осложнений (n=101)

Устройство Safeguard ¹	1,0%
Ручная компрессия ²	2,4%

¹ архивные данные.

² Manual compression subset from the Reduced Vascular complications After Percutaneous Coronary Interventions with a Nonmechanical Suture Device: Results from the Randomized RACE Study, Sanborn, TA.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

		Safeguard 12 cm	Safeguard 24 cm
Длина		12 cm	24 cm
Ширина		7,5 cm	12,8 cm
Высота баллона		1,3 cm @ 4 мл	2,5 cm @ 30 мл
Макс. объем раздувания		7 мл	40 мл
Усилие, создаваемое баллоном при различных объемах воздуха*	3 мл	1,33 фунта (0,60 кг)	-
	5 мл	3,22 фунта (1,46 кг)	-
	7 мл	6,32 фунта (2,87 кг)	-
	20 мл	-	4,54 фунта (2,06 кг)
	30 мл	-	12,16 фунта (5,52 кг)
	40 мл	-	20,53 фунта (9,31 кг)

* Измерения проводились на стальной пластине; в клинической практике результаты могут отличаться от указанных в зависимости от мышечного тонуса пациента

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА

Номер по каталогу	Размер	Описание
82000	24 cm	Safeguard Pressure Assisted Device (за пределами США)
82000D	24 cm	Safeguard Pressure Assisted Device (только в США)
82050	12 cm	Safeguard Pressure Assisted Device



Merit Medical Europe, Middle East, and Africa (EMEA)

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
Tel: +31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Free Phone for Specific Country

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Sweden
020 792 445

Switzerland
00800 9000 5060

UK
0800 973 115